



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Rührer für Rundkolben 2.000/3.000 ml,  
Schliff NS 45/40, Rührwelle Ø x L. 16 x 460 mm,  
Rührblatt 75 x 24 x 3 mm**

**114,61 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

**Rührer** mit seitlichem Rührblatt und Kupplungszapfen  
Aus kalibriertem Präzisionsglas, mit Rührblatt und Sicherungsschraube.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-1982
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3982
EAN	4058072317164
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
für Gefäße mit Volumen bis	2000 ml 3000 ml
DM Stab	10 mm
Ersatzteil	LZ-1998 LZ-2012
Form Rührflügel/ -blatt	halbmondförmig
Material Rührkopf	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Typ Rührkopf	Rührblätter

