



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Rührer für Rundkolben 4.000/5.000 ml,
Schliff NS 29/32, Rührwelle Ø x L. 10 x 480 mm,
Rührblatt 125 x 24 x 3 mm**

**120,64 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Rührer mit seitlichem Rührblatt und Kupplungszapfen
Aus kalibriertem Präzisionsglas, mit Rührblatt und Sicherungsschraube.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1983
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3983
EAN	4058072317171
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
DM Stab	10 mm
Ersatzteil	LZ-1999 LZ-2013
Form Rührflügel/ -blatt	halbmondförmig
Material Rührkopf	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
Typ Rührkopf	Rührblätter
für Gefäße mit Volumen bis	4000 ml 5000 ml

