



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Rührer für Rundkolben 10.000 ml, Schliff NS
45/40, Rührwelle Ø x L. 16 x 620 mm, Rührblatt
125 x 35 x 3 mmn**

**143,70 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Rührer mit seitlichem Rührblatt und Kupplungzapfen
Aus kalibriertem Präzisionsglas, mit Rührblatt und Sicherungsschraube.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1986
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3986
EAN	4058072317201
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
für Gefäße mit Volumen bis	10000 ml
DM Stab	10 mm
Ersatzteil	LZ-2002 LZ-2014
Form Rührflügel/ -blatt	halbmondförmig
Material Rührkopf	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Typ Rührkopf	Rührblätter

