



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Rührwelle aus kalibriertem Präzisionsglas,
Lauffläche geschliffen und poliert, WB 10**

**32,19 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Rührwellen

Aus kalibriertem Präzisionsglas, Lauffläche geschliffen und poliert, austauschbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1950
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3950
EAN	4058072316853
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
DM Stab	10 mm
Länge Stab/ Arm	240 mm
Material Stab	Borosilikatglas DURAN

