



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Rührwelle 16 x 520 mm, für Rührer, mit
Zapfen 10 x 50 mm**

**90,39 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Rührwellen mit Zapfen aus kalibriertem Präzisionsglas.
Ohne Rührblatt, gefertigt aus DURAN®-Rohr.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-2000
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4000
EAN	4058072317331
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Länge	520 mm
Rührwerkzeuge Eigenschaften	mit Präzisionsschliff (KPG)
Material Stab	Borosilikatglas DURAN
DM Stab	16 mm
Typ Stab	Rührwellen

