



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Lenz Rührwelle 10 x 310 mm, für Rührer, mit Gewinde GL 10

**79,96 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

**Rührwellen** mit GL-Gewindeanschluss aus kalibriertem Präzisionsglas.  
Ohne Rührblatt, gefertigt aus DURAN®-Rohr.

## Zusätzliche Informationen

---

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Art.-Nr.                    | LZ-2003                     |
| Hersteller (Marke)          | Lenz                        |
| alte neoLab ArtikelNr.      | B-4003                      |
| EAN                         | 4058072317362               |
| Transporttemperatur         | Raumtemperatur              |
| Länge                       | 310 mm                      |
| Rührwerkzeuge Eigenschaften | mit Präzisionsschliff (KPG) |
| DM Stab                     | 10 mm                       |
| Gewinde Rührwelle/ -stab    | GL 10                       |
| Material Stab               | Borosilikatglas DURAN       |
| Typ Stab                    | Rührwellen                  |

