



neoLab[®] Handschaber aus Edelstahl

Artikelbilder



Beschreibung

Handschaber zur Reinigung von hartnäckigen Verkrustungen, besonders geeignet für Herde und Bratplatten.
Temperaturbeständig bis 100°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-7630
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072009977
Farbe	Weiß
Länge	245 mm
Material Griff	Polypropylen (PP)
Material Schaberfläche	Edelstahl
Typ Reinigungswerkzeug	Handschaber

