



neoLab® Laborschaber, 165 mm

Artikelbilder



Beschreibung

Praktischer **Schaber** mit Kunststoffgriff und rostfreier, auswechselbarer Metallklinge zum Säubern von Rückständen aus Tiegeln, Töpfen, für Scheiben und Heizplatten.

Klingenbreite: 40 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-7150
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072158538
Länge	165 mm
Schaber Eigenschaften	mit passender Klappe
Breite Klinge	39 mm
Ersatzteil	2-7151
Material Klinge	Edelstahl

