



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Laborschaber, einschiebbare Klinge, 105 mm

**8,45 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Praktischer **Schaber mit Klinge zum Einschieben**.

Mit Kunststoffgriff und rostfreier, auswechselbarer Metallklinge zum Säubern von Rückständen aus Tiegeln, Töpfen, für Scheiben und Heizplatten.

### Ausfahrbare Klinge:

Mit dem Schieber lösen Sie nicht nur die Klinge aus, sondern ziehen sie auch in den Griff zurück. Dort bleibt sie fest und sicher – sodass Sie Ihr Schneidwerkzeug problemlos transportieren können.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-7152
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072158477
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Länge	105 mm
Gewicht	35 g
Breite Klinge	39 mm
Ersatzteil	2-7151
Größe (klein, mittel, groß)	mittel
Material Klinge	Edelstahl
Stärke Klinge	0.3 mm

