



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Gelschaufel aus Acrylglas, 225 mm Breit

97,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die neolab Gelschaufeln aus UV-beständigem Acrylglas sind hervorragend geeignet für den einfachen Transport von Acrylamid- und Agarosegelen.

Färben oder untersuchen Sie Ihre Gele komfortabel ohne die Gele in die Hand nehmen zu müssen und damit eine Berührung mit Ethidiumbromid, Acrylamid oder anderen gesundheitsbedenklichen auszuschließen. Selbst niedrig konzentrierte Agarosegele sind vor dem Zerschneiden geschützt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-4003
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072157166
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA. PXM) (Acrylglas)
Breite	225 mm
Schaufeln Eigenschaften	mit Griff
Typ Schaufel	Gel Schaufel

