



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Braun Petzold Omnifix® Einmalspritzen, 3 ml, Luer Lock

21,09 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

B.Braun Omnifix® Solo Einmalspritzen

- Material: Polypropylen, Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk
- Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung (in ml) für ideale Ablesbarkeit, wischfest
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Innen silikonisiert
- Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch
- Luer-Lock Konus, zentrisch
- Latex- und PVC-frei

Hinweise

- Packung zu 100 Stück
- Einzeln steril verpackt
- Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TZ-1414
Hersteller (Marke)	Braun Petzold
VGKL Nummer	194215003
EAN	4058072170363
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (kristallklar)
Volumen	3 ml
steril	Ja
Spritzen Eigenschaften	mit Luer-Lock einzeln verpackt
Teilung	0.1 ml
Hersteller	Braun Petzold
Typ Anschluss	Luer-Lock männlich
Typ Spritze	Einmal-Spritzen

