




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Braun Petzold Omnifix® Einmalspritzen, 50 ml, Luer Lock

136,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

B.Braun Omnifix® Solo Einmalspritzen

- Material: Polypropylen, Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk
- Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
- Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung (in ml) für ideale Ablesbarkeit, wischfest
- Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Innen silikonisiert
- Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch
- Luer-Lock Konus, zentrisch
- Latex- und PVC-frei

Hinweise

- Packung zu 100 Stück
- Einzeln steril verpackt
- Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr. | TZ-1419 |
| Hersteller (Marke) | Braun Petzold |
| VGKL Nummer | 194217509 |
| EAN | 4058072174781 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | transparent (kristallklar) |
| Volumen | 50 ml |
| steril | Ja |
| Spritzen Eigenschaften | mit Luer-Lock einzeln verpackt |
| Teilung | 1 ml |
| Hersteller | Braun Petzold |
| Typ Anschluss | Luer-Lock männlich |
| Typ Spritze | Einmal-Spritzen |

