



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Labor-Selbstfüller Spritzen DosystTM basic162, 0.5 - 5mL

122,72 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Labor-Selbstfüllerspritzen Dosys™

Die Socorex Selbstfüller-Spritzen für den Laborbereich bieten eine breite Auswahl an Präzisionsinstrumenten für die sichere und zuverlässige Flüssigkeitsdosierung.

Produktvorteile

- Optimales Gleichgewicht und Anwenderkomfort
- Schnelle und verlässliche Volumenwahl
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
- Kolbendichte ohne O-Ring
- Hohe chemische Resistenz
- Einfache Demontage und Wartung
- Komplett montiert bei 121°C autoklavierbar
- Ein Jahr Garantie.

Die **Automatischen Selbstfüller-Spritzen mit 2-Ring-Griff** sind hervorragend geeignet für Anwendungen in vertikaler Arbeitsposition wie Serierendosierungen in schmalen Röhrchen oder Behältern mit Vertiefungen.

Dosys™ 162 basic

Automatische Spritze ohne Ventil-System. Luer Lock Ansatz. Volumenbereich von 0.1 bis 5 ml. Verpackung beinhaltet Spritze, PVC Schutzhülse und Bedienungsanweisung.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|--|
| Art.-Nr. | SR-0260 |
| Hersteller (Marke) | Socorex |
| alte neoLab ArtikelNr. | 7-7660 |
| EAN | 4058072367787 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | silber |
| Volumen | 5 ml |
| steril | Nein |
| Spritzen Eigenschaften | mit Luer-Lock |
| Material Konus | Edelstahl |
| Material Spritze | Borosilikatglas |
| Teilung | 0.5 ml |
| Typ Spritze | Selbstfüllerspritzen ohne Ventilsystem |

