



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Labor-Selbstfüller Spritzen DosysTM basic172, 1 - 10 mL

143,52 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Labor-Selbstfüllerspritzen Dosys™

Die Socorex Selbstfüller-Spritzen für den Laborbereich bieten eine breite Auswahl an Präzisionsinstrumenten für die sichere und zuverlässige Flüssigkeitsdosierung.

Produktvorteile

- Optimales Gleichgewicht und Anwenderkomfort
- Schnelle und verlässliche Volumenwahl
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
- Kolbendichte ohne O-Ring
- Hohe chemische Resistenz
- Einfache Demontage und Wartung
- Komplett montiert bei 121°C autoklavierbar
- Ein Jahr Garantie.

Die **Automatischen Selbstfüller-Spritzen mit Revolvergriff** verwendet man für längere Dosiersessionen, sowohl von kleinen als auch grösseren Volumina.

Dosys™ 172 basic

Automatische Spritze ohne Ventil-System. Luer Lock Ansatz. Volumenbereich von 0.1 bis 10 ml. Verpackung beinhaltet Spritze, PVC-Schutzhülse und Bedienungsanweisung.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|--|
| Art.-Nr. | SR-0274 |
| Hersteller (Marke) | Socorex |
| alte neoLab ArtikelNr. | 7-7674 |
| EAN | 4058072367923 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | silber |
| Volumen | 10 ml |
| steril | Nein |
| Spritzen Eigenschaften | mit Luer-Lock |
| Teilung | 1 ml |
| Material Konus | Edelstahl |
| Material Spritze | Borosilikatglas |
| Typ Spritze | Selbstfüllerspritzen ohne Ventilsystem |

