



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Labor-Selbstfüller Spritzen DosystTM classic163, 0.025 - 0.3 mL

121,68 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Labor-Selbstfüllerspritzen Dosys™

Die Socorex Selbstfüller-Spritzen für den Laborbereich bieten eine breite Auswahl an Präzisionsinstrumenten für die sichere und zuverlässige Flüssigkeitsdosierung.

Produktvorteile

- Optimales Gleichgewicht und Anwenderkomfort
- Schnelle und verlässliche Volumenwahl
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
- Kolbendichte ohne O-Ring
- Hohe chemische Resistenz
- Einfache Demontage und Wartung
- Komplett montiert bei 121°C autoklavierbar
- Ein Jahr Garantie.

Die **Automatischen Selbstfüller-Spritzen mit 2-Ring-Griff** sind hervorragend geeignet für Anwendungen in vertikaler Arbeitsposition wie Serierendosierungen in schmalen Röhrchen oder Behältern mit Vertiefungen.

Dosys™ 163 classic

Automatische Selbstfüller-Spritze mit integriertem Luer Lock Ventil-System. Volumenbereich von 0.025 bis 2 ml. Speziell geeignet für wässrige, nicht korrosive Flüssigkeiten. Verpackung beinhaltet Spritze und 1 Meter Silikonschlauch, Saugfuss, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Lüftungskanülen, Ventil-Ersatzteilset und Bedienungsanweisung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0261
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7661
EAN	4058072367794
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Volumen	0.3 ml
steril	Nein
Spritzen Eigenschaften	mit Luer-Lock
Teilung	0.025 ml
Material Konus	Edelstahl
Material Spritze	Borosilikatglas
Typ Spritze	Selbstfüllerspritzen mit integriertem Ventilsystem

