



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex Labor-Selbstfüller Spritzen Dosys<sup>TM</sup> classic173, 1- 10 mL

**147,68 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

## **Labor-Selbstfüllerspritzen Dosys™**

Die Socorex Selbstfüller-Spritzen für den Laborbereich bieten eine breite Auswahl an Präzisionsinstrumenten für die sichere und zuverlässige Flüssigkeitsdosierung.

### Produktvorteile

- Optimales Gleichgewicht und Anwenderkomfort
- Schnelle und verlässliche Volumenwahl
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
- Kolbendichte ohne O-Ring
- Hohe chemische Resistenz
- Einfache Demontage und Wartung
- Komplett montiert bei 121°C autoklavierbar
- Ein Jahr Garantie.

Die **Automatischen Selbstfüller-Spritzen mit Revolvergriff** verwendet man für längere Dosiersessionen, sowohl von kleinen als auch grösseren Volumina.

### Dosys™ 173 classic

Automatische Selbstfüller-Spritze mit integriertem Luer Lock Ventilsystem. Volumenbereich von 0.025 bis 20 ml. Speziell geeignet für wässrige, nicht korrosive Flüssigkeiten. Verpackung beinhaltet Spritze und 1 Meter Silikonschlauch, Saugfuss, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Lüftungskanülen, Ventil-Ersatzteilset und Bedienungsanweisung.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0280
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7680
EAN	4058072367985
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Volumen	10 ml
steril	Nein
Spritzen Eigenschaften	mit Luer-Lock
Teilung	1 ml
Material Konus	Edelstahl
Material Spritze	Borosilikatglas
Typ Spritze	Selbstfüllerspritzen mit integriertem Ventilsystem

