



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Labor-Selbstfüller Spritzen DosysTM classic173, 5- 20 mL

264,16 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Labor-Selbstfüllerspritzen Dosys™

Die Socorex Selbstfüller-Spritzen für den Laborbereich bieten eine breite Auswahl an Präzisionsinstrumenten für die sichere und zuverlässige Flüssigkeitsdosierung.

Produktvorteile

- Optimales Gleichgewicht und Anwenderkomfort
- Schnelle und verlässliche Volumenwahl
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
- Kolbendichte ohne O-Ring
- Hohe chemische Resistenz
- Einfache Demontage und Wartung
- Komplett montiert bei 121°C autoklavierbar
- Ein Jahr Garantie.

Die **Automatischen Selbstfüller-Spritzen mit Revolvergriff** verwendet man für längere Dosiersessionen, sowohl von kleinen als auch grösseren Volumina.

Dosys™ 173 classic

Automatische Selbstfüller-Spritze mit integriertem Luer Lock Ventilsystem. Volumenbereich von 0.025 bis 20 ml. Speziell geeignet für wässrige, nicht korrosive Flüssigkeiten. Verpackung beinhaltet Spritze und 1 Meter Silikonschlauch, Saugfuss, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Lüftungskanülen, Ventil-Ersatzteilset und Bedienungsanweisung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0281
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7681
EAN	4058072367992
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Volumen	20 ml
steril	Nein
Spritzen Eigenschaften	mit Luer-Lock
Teilung	1 ml
Material Konus	Edelstahl
Material Spritze	Borosilikatglas
Typ Spritze	Selbstfüllerspritzen mit integriertem Ventilsystem

