



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Labor-Selbstfüller Spritzen DosystTM premium164, 0.1 – 1 mL

200,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Labor-Selbstfüllerspritzen Dosys™ premium

Die Socorex Selbstfüller-Spritzen für den Laborbereich bieten eine breite Auswahl an Präzisionsinstrumenten für die sichere und zuverlässige Flüssigkeitsdosierung.

Produktvorteile

- Optimales Gleichgewicht und Anwenderkomfort
- Schnelle und verlässliche Volumenwahl
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
- Kolbendichte ohne O-Ring
- Hohe chemische Resistenz
- Einfache Demontage und Wartung
- Komplett montiert bei 121°C autoklavierbar
- Ein Jahr Garantie.

Die **Automatischen Selbstfüller-Spritzen mit 2-Ring-Griff** sind hervorragend geeignet für Anwendungen in vertikaler Arbeitsposition wie Serierendosierungen in schmalen Röhrchen oder Behältern mit Vertiefungen.

Dosys™ 164 premium

Automatische Selbstfüller-Spritze mit abnehmbarem Luer Lock Ventil-System. Erhöhte Resistenz gegen Korrosion dank sorgfältig ausgewählten Materialien. Volumenbereich von 0.1 bis 10 ml. Verpackung beinhaltet Spritze und 1 Meter Silikonschlauch, Saugfuss, PVC-Schutzhülse, Ansaug-, Lüftungs- und Dosierkanülen, Ventil-Ersatzteilset und Bedienungsanweisung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0267
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7667
EAN	4058072367855
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Volumen	1 ml
steril	Nein
Spritzen Eigenschaften	mit Luer-Lock
Material Konus	Edelstahl
Material Spritze	Borosilikatglas
Teilung	0.05 ml
Typ Spritze	Selbstfüllerspritzen mit abnehmbarem Ventilsystem

