



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex Labor-Selbstfüller Spritzen Dosyst<sup>TM</sup> premium164, 0.5 - 5 mL

**218,40 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

## Labor-Selbstfüllerspritzen Dosys™ premium

Die Socorex Selbstfüller-Spritzen für den Laborbereich bieten eine breite Auswahl an Präzisionsinstrumenten für die sichere und zuverlässige Flüssigkeitsdosierung.

### Produktvorteile

- Optimales Gleichgewicht und Anwenderkomfort
- Schnelle und verlässliche Volumenwahl
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
- Kolbendichte ohne O-Ring
- Hohe chemische Resistenz
- Einfache Demontage und Wartung
- Komplett montiert bei 121°C autoklavierbar
- Ein Jahr Garantie.

Die **Automatischen Selbstfüller-Spritzen mit 2-Ring-Griff** sind hervorragend geeignet für Anwendungen in vertikaler Arbeitsposition wie Serierendosierungen in schmalen Röhrchen oder Behältern mit Vertiefungen.

### Dosys™ 164 premium

Automatische Selbstfüller-Spritze mit abnehmbarem Luer Lock Ventil-System. Erhöhte Resistenz gegen Korrosion dank sorgfältig ausgewählten Materialien. Volumenbereich von 0.1 bis 10 ml. Verpackung beinhaltet Spritze und 1 Meter Silikonschlauch, Saugfuss, PVC-Schutzhülse, Ansaug-, Lüftungs- und Dosierkanülen, Ventil-Ersatzteilset und Bedienungsanweisung.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0269
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7669
EAN	4058072367879
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Volumen	5 ml
steril	Nein
Spritzen Eigenschaften	mit Luer-Lock
Teilung	0.5 ml
Material Konus	Edelstahl
Material Spritze	Borosilikatglas
Typ Spritze	Selbstfüllerspritzen mit abnehmbarem Ventilsystem

