



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Poulten & Graf Ganzglasspritze Luer-Lock, Metallkonus, 2 ml

11,04 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

aus Borosilikatglas, mit dauerhafter brauner Graduierung, auswechselbare Kolben, bei 121°C sterilisierbar, KB-konformitätsbescheinigt, Konus zentrisch.

LL= Luer Lock

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PL-1850
Hersteller (Marke)	Poulten & Graf
alte neoLab ArtikelNr.	E-4240
EAN	4058072337971
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Volumen	2 ml
steril	Nein
Spritzen Eigenschaften	mit Luer-Lock
Material Konus	Edelstahl
Material Spritze	Borosilikatglas
Teilung	0.1 ml

