



Hamilton 725 NR 250UL SYR(22/51/3)

Artikelbilder

Beschreibung

725 NR 250UL SYR(22/51/3)

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. | HU-1430 |
| Hersteller (Marke) | Hamilton |
| VGKL Nummer | 190880765 |
| EAN | 4058072713041 |
| Bruttogewicht | 0.04 |
| Ursprungsland | Schweiz |
| Volumen | 0.25 ml |
| Zolltarifnummer | 90183190 |
| Länge | 51 mm |
| Spritzen Eigenschaften | für HPLC Injektion |

