



neolab® Taschenlampe LED

Artikelbilder



Beschreibung

LED Taschenlampe mit 9 LED's. Geringer Batterieverbrauch

- Lebensdauer der LED Birne ca. 40000 Std.
- handliches Design
- Lieferung in handlicher Box

Abmessungen: Länge 115 mm, Stiel Ø 25 mm, Kopf Ø 32 mm

Lieferung inkl. 3 Batterien

Gewicht: ca. 75 g

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1798
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072057930
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
Länge	115 mm
Gewicht	0.08 kg
DM Kopf	32 mm
Energieversorgung	Batterie
Typ Leuchtmittel	LED
Ersatzteil	2-3023
Typ Batterie	Batterie

