



neolab[®] Stableuchte

Artikelbilder



Beschreibung

Handliche Stableuchte, tausendfach bewährt als Arztleuchte für die Kitteltasche, zum Beleuchten von nur schwer zugänglichen Stellen.

Mit kleinem, hellem Leuchtfeld.

Aluminiumgehäuse mit Befestigungsclip.

Leuchtdauer ca. 15 h durch weiße 5 mm LED.

Inklusive 1 Batterie Typ AAA

Maße: 117 x 14 mm (L x Ø)

Gewicht: 27,5 g (inkl. Batterien)

Zubehör: Batterien LR03, Micro AAA (Best.-Nr. 2-3023)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2006
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072059323
Farbe	schwarz silber
Material	Aluminium
Länge	117 mm
Gewicht	0.03 kg
Energieversorgung	Batterie
Typ Leuchtmittel	LED
Typ Batterie	Batterie Akku

