



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Watteschnur, 100 % Baumwolle entfettet, 1 kg

105,95 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Watteschnur für Pipetten aus 100% Baumwolle, entfettet, leichte Ausführung, ca. 13 g/10 m.

Wattestopfen können die Ablaufzeit verlängern und somit die Genauigkeit der Messung beeinflussen. Bei Tests mit Pipetten, die im Wattestopf-Automaten gestopft wurden, lagen die Ergebnisse innerhalb der angegebenen Fehlergrenzen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-0802
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	1-2020
EAN	4058072169978
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Watte
steril	Nein
Gewicht	1 kg

