



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Uhrmessschieber aus Kunststoff

47,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kunststoff-Schieblehren aus Polyamid mit Glasfaser-Anteil, elektrisch nicht leitend. Praktische Gefühlsratsche für gleichmäßige Klemmkraft der beiden Messschnäbel. Für Außen-, Innen-, Tiefen- und Anschlagmessungen.

Messkapazität: 150 mm / 6 Zoll

Gewicht: 45 g

Best.-Nr. I-0035 Uhrmess-Schieber

Mit Messuhr, 35 mm Ø, stossgesichert, auf 0 justierbar

Ablesbarkeit: 0,1 mm, Zeigerumdrehung für 10 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	I-0035
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072030919
Farbe	grün
Material	Polyamid (PA. unspezifisch) glasfaserverstärkt
Ablesbarkeit	0.1000 mm
Abbildung	1
Spannweite MAX	150 mm
Spannweite MIN	0 mm
Messeinheit	mm Zoll

