



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Messschieber aus Kunststoff

**55,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Kunststoff-Schieblehren aus Polyamid mit Glasfaser-Anteil, elektrisch nicht leitend. Praktische Gefühlsratsche für gleichmäßige Klemmkraft der beiden Messschnäbel. Für Außen-, Innen-, Tiefen- und Anschlagmessungen.

Messkapazität: 150 mm / 6 Zoll

Gewicht: 45 g

Best.-Nr. 1-0036 Mess-Schieber

Anzeige: Nonius-Skala in Neon-Grün für mm und Zoll

Ablesbarkeit: 0,1 mm oder 1/64 Zoll

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	1-0036
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072030926
Farbe	Schwarz
Material	Polyamid (PA. unspezifisch)   glasfaserverstärkt
Ablesbarkeit	0.1000 mm
Abbildung	2
Spannweite MAX	150 mm
Spannweite MIN	0 mm
Messeinheit	mm Zoll

