



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® BagOpen für BagFilter und BagPage

64,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

BagOpen[®] öffnet Beutel selbsttätig und hält sie während der Einführung oder Entnahme der Probe fest. Vier selbstklebende Gummis haften an den äußeren Wänden des Beutels und halten ihn geöffnet. Das Risiko, mit der Probe in Berührung zu kommen, wird dadurch vermieden.

- für Beutel mit 400 ml Volumen
- autoklavierbar (außer Gummis)
- 4 frei positionierbare Gummis inkl.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1385
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072056377
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Material	Polycarbonat (PC)
für Typ Beutel	BagFilter 400 ml für BagMixer BagPage 400 ml für BagMixer Sterile Beutel für Bagmixer 400VW

