



neoLab® Reaktionsgefäß-Öffner (PE), 10 St./Pack

Artikelbilder



Beschreibung

Öffner und Verschießer für Reaktionsgefäße 0,5 / 1,5 / 2,0 / 2,2 ml.

Berührt nur den äußeren Rand der Verschlusskappe, so dass die Sterilität erhalten bleibt.

Chemikalienbeständig, thermisch belastbar bis 85°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-3105
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072035013
Farbe	blau grün gelb lila orange
Form	hantelförmig
für Gefäße mit Volumen bis	2.2 ml

