



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Kombizange 18 cm lang, isolierte Griffe

**14,46 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, verchromt, mit PVC-isolierten Griffen mit Abrutsch-Schutz, flachen Backen und vorstehender Schneide, leichtgängig.

Deutsches Markenfabrikat.

Schneiden induktiv nachgehärtet.

Gesamtlänge: 17 cm

## Zusätzliche Informationen

---

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Art.-Nr.                | 2-2235          |
| Hersteller (Marke)      | neoLab          |
| EAN                     | 4058072060114   |
| Transporttemperatur     | Raumtemperatur  |
| Farbe                   | silber rot      |
| Material                | Stahl verchromt |
| Länge                   | 160 mm          |
| Werkzeuge Eigenschaften | mit Zahnung     |
| Funktionsweise          | mechanisch      |
| Gewicht                 | 222 g           |
| Spannweite MAX          | 16 mm           |
| Spannweite MIN          | 0 mm            |
| Typ Zange               | Kombizange      |

