




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Kabelbinder-Zange für Binder 2,2 bis 4,8 mm

31,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kabelbinder-Verschlusszange, stufenlos einstellbar für Universalbinder von 2,2 bis 4,8 mm Breite.

Mechanische Teile aus Stahl, Gehäuse aus Kunststoff.

Mit einstellbarer Klemmkraft-Regulierung, automatisches Schneidewerk.

Mit großem Spannhebel für leichtes Festziehen der Kabelbinder.

Verwendbar z.B. für 1-7110 ff.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7115
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072045166
Farbe	rot
Material	Stahl
Funktionsweise	mechanisch
Typ Zange	Verschlusszange

