



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Marienfeld Färbetröge nach Coplin, hohe Form

100,20 € Ab
84,60 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

aus starkwandigem Natron-Kalk-Glas (Pressglas), für bis zu 10 Objektträger 76x26 mm, mit schwarzer Schraubkappe aus Harnstoff 131.5 mit PE-Schaum-Einlage 1 mm, Gewinde GPI 48-500 (Art. Nr. 5458752) Glas-Färbearartikel aus starkwandigem Natron-Kalk-Glas haben einen relativ hohen Ausdehnungskoeffizienten. Materialbedingt dürfen sie keinen raschen Temperaturwechseln ausgesetzt werden sondern müssen langsam erwärmt und langsam abgekühlt werden, um Spannungsrisse zu vermeiden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-0973
Hersteller (Marke)	Marienfeld
EAN	4058072183516
Hersteller EAN	4250317359155
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Zolltarifnummer	70179000

