




neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neoLab® Edelstahl-Gestell, rund, für 24 Objektträger

**90,70 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Geeignet zum sauberen und schnellen Einfärben von Objektträgern der Standardgröße 76 x 26 mm. Die Objektträger werden senkrecht in die dafür vorgesehenen Öffnungen gesteckt und in das Färbebad abgesenkt.

Über die Halteöse kann das Gestell leicht in einer bestimmten Höhe gehalten werden. Platzsparend, für runde Gefäße geeignet.

Höhe 95 mm

Durchmesser: 96 mm bzw. 83 mm

Zubehör: Glaszylinder (Best.-Nr. 2-1974 und 2-1977)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-1971
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072059149
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	96 mm
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Höhe	95 mm
Färbekästen und Färbegestelle Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
Typ Gestell	Objektträgergestell
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

