



neolab® Objektträgerhalter für Färbekasten

Artikelbilder



Beschreibung

Das Färberack mit 12 Einzelplätzen für Objektträger (75 x 25 oder 76 x 26 mm).

Die Beschriftungsfelder werden nicht mit eingefärbt, so dass eine Entnahme ohne Pinzette möglich ist. Der Deckel des Färberacks schließt bündig mit dem Färbekasten ab und hat einen Griff. Steht der Deckel über den Objektträgern, sind diese optimal geschützt. Zur Entnahme kann der Deckel seitlich verschoben werden.

Temperaturbeständig von -170°C bis +121°C, autoklavierbar.

Maße: 60 x 64 x 97 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1846
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072058258
Farbe	grau
Material	Polyoxymethylen (POM)
Breite	60 mm
Höhe	97 mm
Länge	64 mm
Tiefe	64 mm
Färbekästen und Färbegestelle Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

