




Marienfeld Tüpfelplatten nach Boerner

Artikelbilder



Beschreibung

mit 10 optisch blank gepressten und nummerierten Vertiefungen von ca. 2 mm Tiefe und ca. 14 mm Durchmesser mit Überlaufrillen, Pressglas, 107x57x4 mm, in Schachteln zu 6 Stück verpackt

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-0366
Hersteller (Marke)	Marienfeld
EAN	4058072976620
Hersteller EAN	4250317303530
Zolltarifnummer	70179000

