



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Einbettkassetten für Routineeinbettungen, weiß, 500 St./Pack

89,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kassetten aus hoch dichtem Polymer zur Einbettung oder Lagerung von Proben. Speziell geformte Durchflussöffnungen verbessern den Flüssigkeitsaustausch und optimieren die Einbettung. Die Kassetten können mehrfach geöffnet und sicher wieder verschlossen werden.

Lösungsmittelbeständig.
Mit großem Beschriftungsfeld.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0010
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072026493
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polyoxymethylen (POM)
Breite	40 mm
Höhe	6.5 mm
Länge	28.5 mm
Tiefe	28.5 mm

