



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Färbekammer mit transp. Deckel f. 20 Objektträger

**513,30 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Nicht nur für Routinefärbungen, sondern auch als Feuchtekammer für die Hämatologie, Zytologie und Mikrobiologie geeignet.

Basis aus schwarzem ABS-Kunststoff, beständig gegen viele Chemikalien. Jeder Platz ist mit einem Polymerstreifen versehen, so dass die Objektträger auch bei schräger Lage nicht verrutschen. Bodenablauf mit Stopfen zur schnelleren Entleerung.

4 GummifüÙe für festen Stand.

**Best.-Nr. 2-1878**

Für 20 Objektträger

**MaÙe:** 380 x 240 x 45 mm

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1878
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072058555
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Schwarz
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite	240 mm
Höhe	45 mm
Länge	380 mm
Tiefe	380 mm
Färbekästen und Färbegestelle Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (klar)
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylenterephthalat-Glykol (PETG)
TBST MAX Färbekammer	60 °C
TBST MAX Verschluss/ Deckel	60 °C
TBST MIN Färbekammer	-20 °C
TBST MIN Verschluss/ Deckel	-20 °C
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

