



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Objektträger-Färbekasten, rosa

**24,10 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

EasyDip<sup>TM</sup>, ein neuartiges System zum Färben von Schnitten.

Der Färbekasten aus Acetal-Polymer ist unzerbrechlich und beständig gegen die meisten Färbereagenzien (außer Phenol).

Die breite Grundfläche sorgt für eine große Standfestigkeit.

Mit einer Halteklammer (im Lieferumfang enthalten) können die einzelnen Kästen lose zusammengesteckt werden, z.B. zum Erhalt einer bestimmten Reihenfolge.

Der Innenraum hat ein Volumen von nur 80 ml.

Temperaturbeständig von -170°C bis +121°C, autoklavierbar.

Maße: 64 x 76 x 92 mm

Zubehör: Färberack (Best.-Nr. 2-1846)

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1843
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072058227
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	rosa
Material	Polyoxymethylen (POM)
Breite	64 mm
Höhe	92 mm
Länge	76 mm
Tiefe	76 mm
Färbekästen und Färbegestelle Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel
Farbe Verschluss/ Deckel	rosa
Material Verschluss/ Deckel	Polyoxymethylen (POM)
TBST MAX Färbekammer	121 °C
TBST MAX Verschluss/ Deckel	121 °C
TBST MIN Färbekammer	170 °C
TBST MIN Verschluss/ Deckel	-170 °C
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

