



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Menzel SUPERFROST Objektträger geschnitten, weißes Feld, 50 St./Pack

**4,57 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Objektträger aus Glas mit weißem Beschriftungsfeld  
SUPERFROST-Qualität.

Die hell-opale Beschichtung lässt sich mit jedem Stift beschriften und ist deutlich und klar.

Die Beschichtung ist gegen übliche Lösungsmittel beständig, sie verhindert ein Aneinanderkleben und Verkratzen der Gläser.

Größe Objektträger: 76 x 26 mm, 1 mm dick

Größe des Beschriftungsfeldes: 15 mm lang x 26 mm breit

**Kanten geschnitten**

**VE:** 50 St./Pack

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	MZ-0003
Hersteller (Marke)	Menzel
alte neoLab ArtikelNr.	1-6266
EAN	4066292131019
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Borosilikatglas
Breite	26 mm
Farbe Mattrand	weiß
Länge	26 mm
Objektträger Eigenschaften	mit Mattrand mit Beschichtung
Breite Mattrand	15 mm
Dicke	1 mm
Farbe Objektträger	hochweiß
Kanten	geschnitten
Maße	26 x 76 mm
Typ Objektträger	SUPERFROST

