



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Menzel SUPERFROST Objektträger geschnitten, gelbes Feld, 50 St./Pack

4,84 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Objektträger aus Glas mit gelbem Beschriftungsfeld
SUPERFROST-Qualität.

Die hell-opale Beschichtung lässt sich mit jedem Stift beschriften und ist deutlich und klar.

Die Beschichtung ist gegen übliche Lösungsmittel beständig, sie verhindert ein Aneinanderkleben und Verkratzen der Gläser.

Größe Objektträger: 76 x 26 mm, 1 mm dick

Größe des Beschriftungsfeldes: 15 mm lang x 26 mm breit

Kanten geschnitten

VE: 50 St./Pack

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MZ-0006
Hersteller (Marke)	Menzel
alte neoLab ArtikelNr.	1-6269
EAN	4066292131040
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Borosilikatglas
Breite	26 mm
Farbe Mattrand	gelb
Länge	26 mm
Objektträger Eigenschaften	mit Mattrand mit Beschichtung
Breite Mattrand	15 mm
Dicke	1 mm
Farbe Objektträger	hochweiß
Kanten	geschnitten
Maße	26 x 76 mm
Typ Objektträger	SUPERFROST

