



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Objektträger mit Mattrand 76 x 26 mm, halbweiß, Kanten geschnitten, 100 St./Pack

6,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Objektträger aus halbweißem Glas, Kanten geschnitten.

Dicke: 1 mm.

Verpackt in staubsicherer Kunststoffbox.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-1814
Hersteller (Marke)	neoLab
alte neoLab ArtikelNr.	1-6274
EAN	4058072982355
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Kalk-Natron-Glas
Breite	26 mm
Farbe Mattrand	weiß
Länge	26 mm
Objektträger Eigenschaften	mit Mattrand
Breite Mattrand	20 mm
Dicke	1 mm
Farbe Objektträger	halbweiß
Kanten	geschnitten
Maße	26 x 76 mm
Typ Objektträger	Standard

