



Marienfeld Objektträger ~76x26x1mm ubk. 2xMattrand

Artikelbilder

Beschreibung

ca. 76x26 mm (DIN ISO 8037-1), Stärke ca. 1 mm, weißes Glas, Kanten geschnitten, mit beidseitigem Mattrand von ca. 20 mm, für Anwendungen gemäß der EU Verordnung 2017/746 für In-vitro-Diagnostika (IVDR), mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit, in Schachteln zu 50 Stück, 50 Schachteln im Karton

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-0255
Hersteller (Marke)	Marienfeld
EAN	4058072975517
Hersteller EAN	4250317302083
Breite	76 mm
Zolltarifnummer	70179000
Höhe	1 mm
Tiefe	26 mm
Objektträger Eigenschaften	mit Mattrand
Kanten	geschliffen 90°

