













Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



Brand Dispensette® S, Digital, 0,1-1,0 ml

446,30 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images





Beschreibung

Flaschenaufsatz-Dispenser mit breitem Anwendungsspektrum, DE-M gekennzeichnet und autoklavierbar (121 °C).

Das Ausstoßventil mit Sicherheitskugel minimiert das Risiko des unbeabsichtigten Verspritzens des Mediums. Mit schwenkbarer Schraubkappe, drehbarem Ventilblock (360 °) und neuen Ventilsystem ohne zusätzliche Dichtungsringe.

Richtigkeit:

$$\leq \pm 0.5 \% (3-0715 = \leq \pm 1.0 \%)$$

Variationskoeffizient:

$$\leq \pm 0.1 \% (3-0715 = \leq \pm 0.2 \%)$$

Justierung auf "Ex". Bezogen auf das Nennvolumen des Geräts.

Lieferumfang: Polypropylen-Adapter, Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Qualitätszertifikat.

Ausführung Digital

- digitale Volumenanzeige
- justieren ohne Werkzeug durch Easy Calibration Technik
- mit Rückdosierventil für schnelles, blasenfreies Entlüften

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	BN-1343
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	3-0722
EAN	4058072207144
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen MAX	1 ml
Volumen MIN	0.1 ml
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Dispenser Eigenschaften	mit drehbarem Ventilblock (360°) mit Zertifizierung mit Rückdosierventil mit Adapter
Funktionsweise	mechanisch
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	Brand-Dispensette S
Auflösung Flaschenaufsatz-Dosierer	0.1 bis 1.0 ml: 0.005ml
Lieferumfang	BRAND-Dispensette S® Digital, Flaschenaufsatzadapter 1 x GL45, 1 x GL32, 1 x GL28, 1 x S40, 1 x Teleskop-Ansaugkohr, 1 x Rückdosierrohr, Montageschlüssel, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.006
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (digital)
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.002
für Gewinde/DM	GL 45
justiert auf	"ex"

