



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Brand Dispensette® S, Digital, 0,1-1,0 ml

**446,30 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

Flaschenaufsatz-Dispenser mit breitem Anwendungsspektrum, DE-M gekennzeichnet und autoklavierbar (121 °C).

Das Ausstoßventil mit Sicherheitskugel minimiert das Risiko des unbeabsichtigten Verspritzens des Mediums. Mit schwenkbarer Schraubkappe, drehbarem Ventilblock (360 °) und neuen Ventilsystem ohne zusätzliche Dichtungsringe.

Richtigkeit:

$\leq \pm 0,5 \%$  (3-0715 =  $\leq \pm 1,0 \%$ )

Variationskoeffizient:

$\leq \pm 0,1 \%$  (3-0715 =  $\leq \pm 0,2 \%$ )

Justierung auf „Ex“. Bezogen auf das Nennvolumen des Geräts.

Lieferumfang: Polypropylen-Adapter, Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Qualitätszertifikat.

## Ausführung Digital

- digitale Volumenanzeige
- justieren ohne Werkzeug durch Easy Calibration Technik
- mit Rückdosierventil für schnelles, blasenfreies Entlüften

## Zusätzliche Informationen

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Art.-Nr.                           | BN-1343   |
| Hersteller (Marke)                 | Brand   |
| alte neoLab ArtikelNr.             | 3-0722  |
| EAN                                | 4058072207144   |
| Transporttemperatur                | Raumtemperatur  |
| Volumen MAX                        | 1 ml  |
| Volumen MIN                        | 0.1 ml  |
| Anzeige (Ablesen, Einstellen)      | digital   |
| Dispenser Eigenschaften            | mit drehbarem Ventilblock (360°) mit Zertifizierung mit Rückdosierventil mit Adapter  |
| Auflösung Flaschenaufsatz-Dosierer | 0.1 bis 1.0 ml: 0.005ml   |
| Funktionsweise                     | mechanisch  |
| Lieferumfang                       | BRAND-Dispensette S® Digital, Flaschenaufsatzadapter 1 x GL45, 1 x GL32, 1 x GL28, 1 x S40, 1 x Teleskop-Ansaugrohr, 1 x Rückdosierrohr, Montageschlüssel, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung |
| Modell Flaschenaufsatz-Dispenser   | Brand-Dispensette S   |
| Richtigkeit bei Vol. MAX           | 0.006   |
| Typ Flaschenaufsatz-Dosierer       | Dispenser (digital)   |
| Typ Zertifikat                     | Konformitätserklärung (Normierung)  |
| Variationskoeffizient bei Vol. MAX | 0.002   |
| für Gewinde/DM                     | GL 45   |
| justiert auf                       | "ex"  |

