



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Dispensette® S, Digital, 2,5-25 ml

554,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Flaschenaufsatz-Dispenser mit breitem Anwendungsspektrum, DE-M gekennzeichnet und autoklavierbar (121 °C).

Das Ausstoßventil mit Sicherheitskugel minimiert das Risiko des unbeabsichtigten Verspritzens des Mediums. Mit schwenkbarer Schraubkappe, drehbarem Ventilblock (360 °) und neuen Ventilsystem ohne zusätzliche Dichtungsringe.

Richtigkeit:

$\leq \pm 0,5 \%$ (3-0715 = $\leq \pm 1,0 \%$)

Variationskoeffizient:

$\leq \pm 0,1 \%$ (3-0715 = $\leq \pm 0,2 \%$)

Justierung auf „Ex“. Bezogen auf das Nennvolumen des Geräts.

Lieferumfang: Polypropylen-Adapter, Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Qualitätszertifikat.

Ausführung Digital

- digitale Volumenanzeige
- justieren ohne Werkzeug durch Easy Calibration Technik
- mit Rückdosierventil für schnelles, blasenfreies Entlüften

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1351
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	3-0726
EAN	4058072207229
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Volumen MAX	25 ml
Volumen MIN	2.5 ml
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	digital
Dispenser Eigenschaften	mit drehbarem Ventilblock (360°) mit Zertifizierung mit Rückdosierventil mit Adapter
Funktionsweise	mechanisch
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	Brand-Dispensette S
Auflösung Flaschenaufsatz-Dosierer	2.5 bis 25 ml: 0.1 ml
Lieferumfang	BRAND-Dispensette S® Digital, Flaschenaufsatzadapter 1 x GL45, 1 x GL32, 1 x GL28, 1 x S40, 1 x Teleskop-Ansaugkoehr, 1 x Rückdosierrohr, Montageschlüssel, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.005
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (digital)
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.001
für Gewinde/DM	GL 45
justiert auf	"ex"

