



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Brand Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette®
S Trace Analysis, 1-10 ml, Tantal-Feder, mit
Rückdosierv.**

**850,30 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1394
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	7-9968
EAN	4058072207656
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	10 ml
Volumen MIN	1 ml
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Dispenser Eigenschaften	mit drehbarem Ventilblock (360°) mit Zertifizierung mit Rückdosierventil mit Adapter
Funktionsweise	mechanisch
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	Brand-Dispensette S
Teilung	0.2 ml
Lieferumfang	Brand-Dispensette® S Trace Analysis ohne Rückdosierventil (7-9965, 7-9967): Flaschenaufsatzadapter 1 x GL28, 1 x S28, 1 x GL32, 1 x S40, 1 x Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung Brand-Dispenset
Material Ventildfeder	Tantal
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.005
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (analog)
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.001
für Gewinde/DM	GL 45 GL 32 S 40
justiert auf	"ex"

