



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Dispensette® S, Analog, 0,1-1,0 ml

343,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Flaschenaufsatz-Dispenser mit breitem Anwendungsspektrum, DE-M gekennzeichnet und autoklavierbar (121 °C).

Das Ausstoßventil mit Sicherheitskugel minimiert das Risiko des unbeabsichtigten Verspritzens des Mediums. Mit schwenkbarer Schraubkappe, drehbarem Ventilblock (360 °) und neuen Ventilsystem ohne zusätzliche Dichtungsringe.

Richtigkeit:

$\leq \pm 0,5 \%$ (3-0715 = $\leq \pm 1,0 \%$)

Variationskoeffizient:

$\leq \pm 0,1 \%$ (3-0715 = $\leq \pm 0,2 \%$)

Justierung auf „Ex“. Bezogen auf das Nennvolumen des Geräts.

Lieferumfang: Polypropylen-Adapter, Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Qualitätszertifikat.

Ausführung Analog

- analoge Volumenanzeige
- schnell einstellbares Dosiervolumen
- einfaches Justieren mit Justierschlüssel

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1320
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	3-0715
EAN	4058072206918
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	1 ml
Volumen MIN	0.1 ml
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Dispenser Eigenschaften	mit drehbarem Ventilblock (360°) mit Zertifizierung mit Adapter
Funktionsweise	mechanisch
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	Brand-Dispensette S
Teilung	0.02 ml
Lieferumfang	BRAND-Dispensette S® Analog, Flaschenaufsatzadapter 1 x GL45, 1 x GL32, 1 x GL28, 1 x S40, 1 x Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Material Ventildfeder	Platin Iridium
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.006
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (analog)
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung)
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.002
für Gewinde/DM	GL 45
justiert auf	"ex"

