




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Dispensette® S, Analog, 10-100 ml

664,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Flaschenaufsatz-Dispenser mit breitem Anwendungsspektrum, DE-M gekennzeichnet und autoklavierbar (121 °C).

Das Ausstoßventil mit Sicherheitskugel minimiert das Risiko des unbeabsichtigten Verspritzens des Mediums. Mit schwenkbarer Schraubkappe, drehbarem Ventilblock (360 °) und neuen Ventilsystem ohne zusätzliche Dichtungsringe.

Richtigkeit:

$\leq \pm 0,5 \%$ (3-0715 = $\leq \pm 1,0 \%$)

Variationskoeffizient:

$\leq \pm 0,1 \%$ (3-0715 = $\leq \pm 0,2 \%$)

Justierung auf „Ex“. Bezogen auf das Nennvolumen des Geräts.

Lieferumfang: Polypropylen-Adapter, Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Qualitätszertifikat.

Ausführung Analog

- analoge Volumenanzeige
- schnell einstellbares Dosiervolumen
- einfaches Justieren mit Justierschlüssel

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------------------|--|
| Art.-Nr. | BN-1332 |
| Hersteller (Marke) | Brand |
| alte neoLab ArtikelNr. | 3-0721 |
| EAN | 4058072207038 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Volumen MAX | 100 ml |
| Volumen MIN | 10 ml |
| Anzeige (Ablesen, Einstellen) | analog |
| Dispenser Eigenschaften | mit drehbarem Ventilblock (360°) mit Zertifizierung mit Adapter |
| Funktionsweise | mechanisch |
| Modell Flaschenaufsatz-Dispenser | Brand-Dispensette S |
| Teilung | 0.1 ml |
| Lieferumfang | BRAND-Dispensette S® Analog, Flaschenaufsatzadapter 1 x GL45, 1 x GL32, 1 x GL28, 1 x S40, 1 x Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung |
| Material Ventildfeder | Platin Iridium |
| Richtigkeit bei Vol. MAX | 0.005 |
| Typ Flaschenaufsatz-Dosierer | Dispenser (analog) |
| Typ Zertifikat | Konformitätserklärung (Normierung) |
| Variationskoeffizient bei Vol. MAX | 0.001 |
| für Gewinde/DM | GL 45 |
| justiert auf | "ex" |

