



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Eppendorf Varispenser 2x, Flaschenaufsatzdispenser 0,5 – 5 mL

**375,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Die Eppendorf Varispenser® 2x mit Rückdosierventil sind die ideale Lösung für Ihre Laboraufgaben mit Aliquoten aggressiver Lösungen, Laugen, Säuren, Basen oder Lösungsmitteln. Durch chemisch beständige Fluorkunststoffe bieten die Flaschenaufsatzdispenser höchste Chemikalienbeständigkeit. Sie sind ebenso robust wie genau beim Dosieren von nahezu allen Flüssigkeiten. Durch die zusätzliche Druckausgleichsventilkappe mit Luer-Konus für die Montage eines Mikrofilters wird eine mögliche Kontamination durch die Vorratsflasche verhindert. Die Dispenser sind vollständig autoklavierbar. Das bei allen Größen verwendete GL 45-Gewinde passt auf die meisten herkömmlichen Flaschengewinde. Erhältlich für verschiedene Volumenbereiche. Geeignet für Zellkultur, Mikrobiologie, Protein-Biochemie, Molekularbiologie, Chemie, Lebensmittelanalytik, Proteinanalysen, uvm.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-1661
Hersteller (Marke)	Eppendorf
alte neoLab ArtikelNr.	E-9117
EAN	4058072417543
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	5 ml
Volumen MIN	0.5 ml
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Dispenser Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Rückdosierventil
Funktionsweise	mechanisch
Material Ventildfeder	Edelstahl
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	Eppendorf Varispenser2x
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.005
Teilung	0.1 ml
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (analog)
Typ Zertifikat	Kalibrierzertifikat vom Hersteller
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.001
für Gewinde/DM	GL 32 GL 38 GL 45 DIN 25 DIN 28 DIN 40
justiert auf	"ex"

