



Hirschmann[®] Ceramus[®] Dispenser 5,0-30,0 ml

Artikelbilder



Beschreibung

Hochpräziser Flaschendispenser mit breitem Anwendungsgebiet zum Dosieren von nahezu allen Flüssigkeiten.
Resistenter Spezialkolben aus hochreiner Keramik: kein Abrieb, kein Quellen und keine thermischen Probleme des Kolbens.
Hochwertige Materialien garantieren eine äußerst hohe chemische Beständigkeit.

- bedienerfreundliches Rückführsystem für schnelles Entlüften ohne Reagenzverlust
- schnelle und präzise Volumeneinstellung über rastenden Einstellring
- leichte Bedienbarkeit bei Serierendosierungen durch ergonomischen Griff und exzellente Gleiteigenschaften des Dosierkolbens
- Kombination von selbstrastender Einstellung und dauerhaft justierten Volumenschritten, keine Nachkalibrierung nötig
- konformitätsbescheinigt (nach Anlage 12 Eichordnung)
- freie Drehbarkeit des Gerätes
- geführte Ausstoßkanüle verhindert "Schnippeffekt" der Dosiermedien
- Ventile leicht zu reinigen und austauschbar
- sterilisierbar bis 121°C, auch komplett montiert

Lieferumfang

Komplett mit Schraubgewinde A 45 mm, Adapter für A 32, A 38 und S 40, 1 Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 Ausstoßeinheit, 1 Montageschlüssel.

Mit individueller Seriennummer und Kalibrierzertifikat.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-1323
Hersteller (Marke)	Hirschmann
alte neoLab ArtikelNr.	3-0604
EAN	4058072336622
Volumen MAX	30 ml
Volumen MIN	5 ml
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Dispenser Eigenschaften	mit Zertifizierung mit Rückdosierventil
Funktionsweise	mechanisch
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	Hirschmann-ceramus
Teilung	0.5 ml
Lieferumfang	Hirschmann-ceramus®-Dispenser, Flaschenaufsatzadapter 1 x GL 32, 1 x S40, 1 x Ansaugschlauch mit Überwurfmutter, 1 x Ausstoßeinheit, 1 x Montageschlüssel, Bedienungsanleitung
Material Ventiltfeder	Edelstahl
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.005
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (analog)
Typ Zertifikat	Kalibrierzertifikat vom Hersteller Konformitätserklärung (Normierung)
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.002
für Gewinde/DM	GL 32 GL 45 S 40
justiert auf	"ex"

