



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Hirschmann® Dispenser Fixvolumen 5 ml

347,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Hochpräziser Flaschendosierer zum reproduzierbaren Dosieren von Flüssigkeiten. Sehr einfache und sichere Volumeneinstellung durch Drehen des Skalenrings (Best.-Nr. 3-0931 bis 3-0936).
Dampfsterilisierbar bis 121°C, mit hochreinem Keramikkolben Al₂O₃. Der Keramikkolben garantiert: kein Abrieb, kein Quellen, keine thermischen Probleme. Ansaug- und Ausstoßschläuche aus PTFE.
Komplett mit Schraubgewinde A 32 und 3 Adaptern S 40, A 28 und A 45.
Mit Qualitätszertifikat, konformitätsbescheinigt.

Zubehör: Vierkant-Flasche, braun (Best.-Nr. 3-0941 und 3-0942)
Dispenser-Flasche rund, braun (Best.-Nr. 3-0943)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	NH-1311
Hersteller (Marke)	Hirschmann
alte neoLab ArtikelNr.	3-1502
EAN	4058072336530
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Volumen MAX	5 ml
Volumen MIN	5 ml
Anzeige (Ablesen, Einstellen)	analog
Dispenser Eigenschaften	mit fixem Volumen mit Zertifizierung mit Rückdosierventil
Funktionsweise	mechanisch
Modell Flaschenaufsatz-Dispenser	Hirschmann-ceramus classic
Teilung	0.1 ml
Lieferumfang	Hirschmann-ceramus® classic Flaschenaufsatzdispenser fix oder variabel, Flaschenadapter 1 x GL45, 1 x GL32, 1 x GL28, 1 x S40, Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Material Ventillfeder	Edelstahl
Richtigkeit bei Vol. MAX	0.006
Typ Flaschenaufsatz-Dosierer	Dispenser (analog)
Typ Zertifikat	Konformitätserklärung (Normierung) Kalibrierzertifikat vom Hersteller
Variationskoeffizient bei Vol. MAX	0.002
für Gewinde/DM	GL 32 GL 45 S 40
justiert auf	"ex"

